

แนวปฏิบัติเมื่อเกิดการรั่วไหลของสารชีวภาพ ในห้องปฏิบัติการ

กรณีหกรั่วไหลที่สามารถรับมือได้และมีปริมาณน้อย

- 1) แจ้งเตือนผู้ที่อยู่ใกล้เคียงบริเวณที่มีสารชีวภาพหกรั่วไหลให้ทราบ เพื่อให้รีบถอยห่างออกจากบริเวณดังกล่าว
- 2) ถอดอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลที่สวมใส่ในขณะทำงานออก วางไว้บริเวณที่สารชีวภาพหกรั่วไหล
- 3) หากสารชีวภาพกระเด็นโดนร่างกาย ควรรีบเช็ดด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อ หากเข้าตาให้รีบวิ่งไปที่อ่างล้างตาที่ติดอยู่บริเวณหน้าห้องเรียน เปิดน้ำให้ไหลผ่านตาให้เยอะที่สุด
- 4) นำชุดอุปกรณ์ทำความสะอาดสารชีวภาพหกรั่วไหล (biological spill kit) ที่วางอยู่ในห้องเตรียมสารมายังบริเวณพื้นที่เกิดเหตุ
- 5) สวมใส่อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลจากในชุด biological spill kit คือ
 - 5.1. ผ้าปิดจมูก 1 อัน
 - 5.2. เสื้อคลุม 1 ชุด
 - 5.3. หมวกคลุมผม 1 ใบ
 - 5.4. ถุงมือ 2 คู่ (ให้สวมซ้อนกัน 2 ชั้น)
 - 5.5. แว่นตา 1 อัน
 - 5.6. ผ้าสำหรับทำความสะอาด 3 ผืน
 - 5.7. ถุงขยะสีแดง 2 ใบ
 - 5.8. ไม้กวาดและที่โกยผง 1 ชุด
 - 5.9. เชือกหรือยางสำหรับผูกปาก ถุงขยะ
- 6) กั้นเขตพื้นที่สารชีวภาพหกรั่วไหลโดยใช้เชือกขึงไปบริเวณรอบๆที่เกิดการรั่วไหลของวัสดุติดเชื้อ พร้อมติดป้ายเตือน
- 7) ใช้ผ้า หรือกระดาษซับ วางคลุมลงบนบริเวณที่สารชีวภาพหกรั่วไหล โดยวางจากด้านนอกเข้าด้านใน
- 8) ค่อย ๆ รินสารละลาย 10% Bleach ลงบนผ้าซับ โดยรินจากด้านนอกเข้ามาบริเวณที่สารชีวภาพหกหล่น ไม่ควรเทรดลงบนสารชีวภาพหกหล่นโดยตรง (ผสมใหม่ทุกครั้ง)
- 9) ทิ้งระยะเวลาให้น้ำยาฆ่าเชื้อสัมผัสกับสารชีวภาพอย่างน้อย 30 นาที
- 10) เมื่อครบระยะเวลา ใช้ที่คีบ (forceps) คีบวัสดุติดเชื้อ โดยรวบจากด้านนอกเข้ามาด้านใน แล้วทิ้งลงในถุงขยะติดเชื้อ
- 11) หากมีเศษแก้วแตก ใช้ที่คีบ (forceps) คีบเศษแก้วทิ้งลงในขวดสำหรับทิ้งของมีคม **ห้ามใช้มือหยิบเศษแก้วเด็ดขาด**
- 12) เช็ดทำความสะอาดพื้นที่ที่สารชีวภาพหกรั่วไหล ด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อ 10% Bleach อีกครั้ง และทิ้งขยะลงในถุงขยะติดเชื้อ

- 13) เช็ดทำความสะอาดพื้นที่ด้วย 70% ethanol 2-3 ครั้ง และทิ้งขยะลงในถุงขยะติดเชื้อ นำถุงขยะติดเชื้อไป Autoclave 121c° นาน 15 นาที ก่อนทิ้งลงถังขยะ
- 14) ไม้พาย ที่ตักผง และที่คีบ (forceps) ที่ใช้แล้วให้ทิ้งลงในถุงซิปล็อค (zip lock bag) และทิ้งลงในถุงขยะติดเชื้อ และ Autoclave 121c° นาน 15 นาที
- 15) ถอดอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลออก และทำความสะอาดแว่นตานิรภัยด้วย 70% ethanol ก่อนเก็บลงในกล่อง spill kit
- 16) เก็บวัสดุกันเขตพื้นที่และถุงมือชั้นในทิ้งลงในถุงขยะติดเชื้อ และปิดปากถุงขยะให้แน่น
- 17) เก็บป้ายเตือน และอุปกรณ์ที่ไม่ได้ใช้ใส่กลับลงในกล่อง biological spill kit
- 18) ล้างมือให้เรียบร้อย
- 19) เขียนรายงานการเกิดอุบัติเหตุลงในแบบฟอร์มที่อยู่ในกล่อง spill kit และส่งคืนพร้อมทั้งชุด spill kit ที่ใช้แล้วให้กับรายงานให้กับผู้ดูแล

นางสาวสุไวกา สัสดี
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
วันที่ 3 สิงหาคม 2564