



คู่มือปฏิบัติงาน

เรื่อง

การหาอายุด้วยวิธีเปล่งแสง (TL และ OSL)

จัดทำโดย

นางสุภาพ วุฒิพันธุ์

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

คู่มือปฏิบัติงาน

เรื่อง

การหาอายุด้วยวิธีเปล่งแสง (TL และ OSL)

จัดทำโดย

นางสุภาพ วุฒิพันธุ์

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี


มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทวิสิน นาวาร์ตน์)

คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

วันที่ มีนาคม 2569

การหาอายุด้วยวิธีเปล่งแสง (TL และ OSL)



ทฤษฎีและการประยุกต์เพื่อหาอายุ

แสงและการเปล่งแสง

แสง (light) คือ การแผ่รังสีแม่เหล็กไฟฟ้าในช่วงความยาวคลื่นที่สายตามนุษย์มองเห็น (visible light) หรืออาจรวมถึงช่วงความยาวคลื่นตั้งแต่ แสงอินฟราเรด (infrared, IR) ถึงแสงอัลตราไวโอเล็ต (ultraviolet, UV) โดยคุณสมบัติพื้นฐานของแสง ได้แก่ 1) ความเข้มของแสงหรือแอมพลิจูดของคลื่น แสงตั้งอยู่ในรูปความสว่างของแสง และ 2) ความถี่ (หรือความยาวคลื่น แสงตั้งอยู่ในรูปสีของแสง) ฯลฯ เปล่งแสง

การเปล่งแสง (luminescence) หมายถึง การที่วัตถุหรือสิ่งมีชีวิตใด ๆ สามารถปลดปล่อยแสงออกมา อันเนื่องมาจากได้รับการกระตุ้นด้วยปัจจัยกระตุ้นแบบต่าง ๆ เช่น การกระตุ้นทางเคมี ความร้อน หรือแม่กระทั่งการกระตุ้นด้วยแสง ซึ่งในธรรมชาติไม่เฉพาะแร่ธาตุหรือวัตถุต่าง ๆ เท่านั้นที่สามารถแสดงพฤติกรรม การเปล่งแสงได้ สิ่งมีชีวิตหลายชนิดก็สามารถเปล่งแสงได้เช่นกัน เช่น หิ่งห้อย ปลาบางชนิด ฟีช โดยปัจจุบัน นักวิทยาศาสตร์ได้จำแนกการเปล่งแสงแบ่งออกได้หลายชนิด ตามชนิดของตัวกระตุ้นหรือตามกลไกการเปล่งแสง

1) แบ่งโดยใช้ตัวกระตุ้นให้เกิดการเปล่งแสงเป็นเกณฑ์


- ไพโซลูมิเนสเซนซ์ (piezoluminescence) คือ การเปล่งแสงที่เกิดจากการกระตุ้นด้วยความดัน
- เรดิโอลูมิเนสเซนซ์ (radioluminescence) คือ การเปล่งแสงที่เกิดจากการกระตุ้นด้วยอนุภาคพลังงานสูงหรือกัมมันตภาพรังสีจากธาตุกัมมันตรังสี เช่น ยูเรเนียม ทอเรียม หรือ โปแตสเซียม เป็นต้น
- เคมีลูมิเนสเซนซ์ (chemiluminescence) คือ การเปล่งแสงที่เกิดจากการกระตุ้นด้วยปฏิกิริยาทางเคมีทั้งจากในสารต่างๆ หรือในสิ่งมีชีวิต
- อิเล็กโตรลูมิเนสเซนซ์ (Electroluminescence) คือ การเปล่งแสงที่เกิดจากการกระตุ้นด้วยการปลดปล่อยของประจุ
- ไตรโบลูมิเนสเซนซ์ (triboluminescence) คือ การเปล่งแสงที่เกิดจากการกระตุ้นด้วยการขัดสี ของผลึกซึ่งทำให้เกิดแรงเสียดทานขึ้นจากการขัดสี
- โซโนลูมิเนสเซนซ์ (sonoluminescence) คือ การเปล่งแสงที่เกิดจากการกระตุ้นด้วยคลื่นเสียง
- คาโทโดลูมิเนสเซนซ์ (cathodoluminescence) คือ การเปล่งแสงที่เกิดจากการกระตุ้นด้วยอนุภาคเบตาหรืออิเล็กตรอน ในสภาวะแวดล้อมแบบสุญญากาศ โดยทั่วไปมักใช้ในงานศึกษาวิจัยด้านธรณีวิทยาเกี่ยวกับแร่วิทยา โดยเฉพาะการศึกษาองค์ประกอบของโคลไลต์
- โฟโตลูมิเนสเซนซ์ (photoluminescence) คือ การเปล่งแสงที่เกิดจากวิธี OSL เช่น แสง UV
- เทอร์โมลูมิเนสเซนซ์ (thermoluminescence) คือ การเปล่งแสงที่เกิดจากการกระตุ้นด้วยความร้อน

2) แบ่งโดยใช้กลไกการเปล่งแสงเป็นเกณฑ์

- ฟลูออเรสเซนซ์ (fluorescence) คือ การเปล่งแสงที่เกิดจากอิเล็กตรอนที่อยู่ใน ระดับพลังงานพื้นฐาน (ground state) ถูกกระตุ้น ทำให้อิเล็กตรอนกระโดดขึ้นไปถึง ระดับพลังงานกระตุ้น (excited state) จากนั้นอิเล็กตรอนพยายามลดพลังงานกลับคืนสู่สถานะพื้นฐานตามเดิมเพื่อให้ตัวอิเล็กตรอนเองอยู่ในสภาวะเสถียร จึงปลดปล่อยพลังงานออกมาในรูปการเปล่งแสง
- โฟโตเรสเซนซ์ (phosphorescence) คือ การเปล่งแสงที่เกิดขึ้นจากอิเล็กตรอนที่อยู่ใน ระดับพลังงานกระตุ้นกึ่งเสถียร (meta state) ถูกกระตุ้นไปยัง ระดับพลังงานกระตุ้น (excited state) และพยายามลดพลังงานกลับมาที่ระดับพลังงานพื้นฐาน (ground state) ซึ่งเป็นระดับพลังงานที่เสถียรและปลดปล่อยพลังงานออกมาในรูปของการเปล่งแสงเช่นกัน

หลักการเปล่งแสงของแร่

การเปล่งแสงของแร่ซึ่งมีสถานะเป็นของแข็ง เป็นแบบ โฟโตเรสเซนซ์ (phosphorescence) อธิบายได้ในรูปของระดับพลังงานของอิเล็กตรอนและการกักเก็บอิเล็กตรอน ซึ่งในทางทฤษฎี ผลึกแร่ที่สมบูรณ์จะประกอบด้วยโครงข่ายผลึกของประจุลบและประจุบวกที่ยึดเหนี่ยวกันอยู่อย่างสมดุล (รูป 1) อย่างไรก็ตาม ผลึกแร่ในธรรมชาติ โดยเฉพาะแร่ประกอบหิน โดยส่วนใหญ่มีความบกพร่องเนื่องจากหลายกรณี (รูป 2) เช่น การแทนที่โดยประจุของธาตุมลทินหรือการเย็นตัวอย่างรวดเร็วของลาวากลายเป็นหิน ซึ่งความบกพร่องดังกล่าวได้แก่ ประจุลบหายไปจากตำแหน่งที่ควรอยู่หรือประจุลบแทรกอยู่ระหว่างกลางโครงข่ายผลึก เป็นต้น ทำให้อิเล็กตรอนของแร่มีตำแหน่งของประจุลบบางตำแหน่งไม่พบประจุลบ ซึ่งในตำแหน่งดังกล่าวจะประพฤติตัวเป็น หลุมกักเก็บอิเล็กตรอน (electron trap) ซึ่งอยู่ใน ระดับพลังงานกระตุ้นกึ่งเสถียร (meta state) และเป็นจุดดึงดูดอิเล็กตรอนอื่น ๆ ที่กระจายตัวอยู่บริเวณรอบข้างให้เข้ามาฝังตัว




แบบจำลองกลไกการเปล่งแสงของแร่

จากนั้นเมื่อแร่ได้รับการกระตุ้นจากพลังงานจากสิ่งแวดล้อมโดยรอบ เช่น พลังงานจากการแผ่รังสีของธาตุกัมมันตรังสีที่มีอยู่ในธรรมชาติ เช่น ธาตุยูเรเนียม ทอเรียม และธาตุโปแตสเซียม อิเล็กตรอนจะถูกกระตุ้นและเข้าไปฝังอยู่ในหลุมกักเก็บอิเล็กตรอน ซึ่งเมื่อแร่ถูกกระตุ้นอีกครั้งด้วยพลังงานรูปแบบต่าง ๆ เช่น ความร้อนหรือแสง (รูป 4) อิเล็กตรอนที่อยู่ในหลุมกักเก็บอิเล็กตรอนสามารถหลุดออกมาจากหลุมกักเก็บอิเล็กตรอนและเปล่งแสง

มุมมองระดับพลังงานของการเปล่งแสง

นอกจากการอธิบายหลักการการเปล่งแสงโดยใช้แบบจำลองอย่างง่ายตามที่ได้กล่าวไว้ข้างต้น การเปล่งแสงของแร่สามารถอธิบายด้วยทฤษฎีระดับพลังงานของอิเล็กตรอน ได้ดังนี้



รูปจำลองแสดงระดับพลังงานในระหว่างกระบวนการเปล่งแสง

ที่มา : <https://www.mitrearth.org/15-13-1-luminescence-dating-ep1-theory-and-application/>

1. ผลึกแร่ไม่สมบูรณ์ (defected mineral) จะประกอบไปด้วย หลุมกักเก็บอิเล็กตรอน (electron trap) และ ศูนย์กลางการเปล่งแสง (luminescence centers) (หมายเลข 2 และ 4 ของรูปด้านบน) ซึ่งหลุมกักเก็บนี้จะมีระดับพลังงานอยู่ใน ระดับพลังงานพื้นฐาน (ground state หรือ valence band) ซึ่งเป็นชั้นที่มีความเสถียรสูง และ ระดับพลังงานกระตุ้น (excited state หรือ conduction band) ซึ่งเป็นสถานะที่ไม่เสถียร

2. **ขั้นการแผ่รังสี (irradiation)** เกิดจากอิเล็กตรอนได้รับพลังงานจากตัวแปรต่างๆ เช่น การแผ่กัมมันตภาพรังสีจากธาตุกัมมันตรังสีในธรรมชาติ ทำให้อิเล็กตรอนถูกกระตุ้นขึ้นไปในสถานะกระตุ้นและเกิดการกักเก็บอิเล็กตรอนไว้ในหลุมกักเก็บ
3. **ขั้นการกักเก็บ (storage)** โดยที่ระดับความลึกของหลุมกักเก็บนั้นต้องมีพลังงานมากกว่าหรือลึกลงไปพอสำหรับการกักเก็บอิเล็กตรอน ซึ่งจำนวนของอิเล็กตรอนในหลุมกักเก็บมีความสัมพันธ์กับอายุของตัวอย่าง ส่วนการเล็ดลอดของอิเล็กตรอนออกจากหลุมกักเก็บในช่วงเวลาการกักเก็บนั้นเกิดขึ้นน้อยมาก จึงไม่นำมาพิจารณา
4. **ขั้นการกระตุ้น (activation)** โดยเมื่อมีการกระตุ้นด้วยพลังงานในรูปแบบต่างๆ อิเล็กตรอนจะถูกกระตุ้นและหลุดออกจากหลุมกักเก็บ ซึ่งหลังจากอิเล็กตรอนถูกขับไล่ออกมา จะเกิดกระบวนการรวมตัวใหม่ (recombination) ที่บริเวณศูนย์กลางการเปล่งแสง (luminescence center) และมีการเปล่งแสงเกิดขึ้น

ดังนั้น หากนักวิทยาศาสตร์สามารถวัดจำนวนอิเล็กตรอนที่ฝังตัวอยู่ในหลุมกักเก็บได้ และสามารถการประเมินอัตราการแผ่รังสีต่อปี ของสิ่งแวดล้อมรอบข้าง ที่เป็นตัวกระตุ้นให้อิเล็กตรอนเข้าไปเติมเต็มในหลุมกักเก็บได้ ก็สามารถหาอายุของตัวอย่างหรือวัตถุอื่นๆ ได้ จากสมการความสัมพันธ์ของการหาอายุด้วยวิธี TL คือ

$$\text{อายุวัตถุ} = \text{Equivalent Dose/Annual Dose หรือ ED/AD}$$

กำหนดให้

- Paleodose หรือ Equivalent Dose (PE หรือ ED)** คือ ค่าจำนวนอิเล็กตรอนที่ถูกกระตุ้นให้ไปอยู่ในหลุมกักเก็บอิเล็กตรอน อันเนื่องมาจากการกระตุ้นจากการแผ่รังสีของธาตุกัมมันตรังสีในบริเวณรอบข้าง มีหน่วยเป็น เกรย์ (Gy)
- Annual dose (AD)** คือ อัตราการแผ่รังสีต่อปีของธาตุกัมมันตรังสีที่มีอยู่ในบริเวณรอบข้าง ซึ่งธาตุกัมมันตรังสีที่สำคัญ ได้แก่ ยูเรเนียม (U) ทอเรียม (Th) และ โพแทสเซียม (K) รวมทั้งรังสีคอสมิก (cosmic ray) จากชั้นบรรยากาศ ซึ่งมีผลแค่เล็กน้อยเท่านั้น โดย AD มีหน่วยเป็น **เกรย์ต่อปี (Gy/year)**


โดยผลจากการการประเมินของสองค่านี้และนำไปใส่ตามสมการ จะทำให้ได้ผลลัพธ์ในหน่วยปี และเป็นอายุนับตั้งแต่แร่นั้นได้รับความร้อนครั้งล่าสุดทำให้ลบล้างสัญญาณจนหมด (ในกรณีวัตถุหรือตัวอย่างถูกเผาหรือได้รับความร้อนมา) หรือ เป็นอายุนับตั้งแต่ตะกอนสะสมตัวครั้งสุดท้ายจนถึงปัจจุบัน ในกรณีที่ตะกอนนั้นผ่านกระบวนการพัดพา (transportation) และถูกอาบแดดมา

ปัจจุบันเทคนิคที่นักวิทยาศาสตร์ได้คิดค้นขึ้นมาเพื่อตรวจวัดการเปล่งแสงและหาอายุแร่หรือหิน ที่นิยมใช้มีอยู่ 2 รูปแบบ ได้แก่ 1) การกระตุ้นตัวอย่างด้วยความร้อนและตรวจวัดการเปล่งแสง เรียกว่า การ

หาอายุด้วยวิธีการเปล่งแสง (Thermoluminescence, TL dating) และ 2) การกระตุ้นการเปล่งแสงด้วยแสงช่วงความถี่เฉพาะ เรียกว่า การหาอายุด้วยวิธีกระตุ้นด้วยแสง (Optically Stimulated Luminescence, OSL dating)

1. การกำหนดอายุด้วยวิธีเปล่งแสงความร้อน (Thermoluminescence Dating หรือ TL) อาศัยหลักการที่ว่าภายในผลึกของแร่จะมีโครงสร้างที่คอยดักจับอิเล็กตรอน (Electron Trap) ที่ถูกกระตุ้นจากการแผ่รังสีของสิ่งแวดล้อม แต่เมื่ออิเล็กตรอนที่ถูกดักจับได้รับพลังงานความร้อนที่มากเพียงพอก็จะหลุดออกและปลดปล่อยพลังงานออกมาในรูปของคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า ดังนั้น การวัดปริมาณรังสีบรรพกาล (Paleodose หรือ Equivalent Dose) จึงสามารถทำได้โดยการให้ความร้อนแก่วัตถุเพื่อกระตุ้นอิเล็กตรอนให้ปลดปล่อยพลังงานออกมาแล้ววัดปริมาณของแสงด้วยหัววัดสัญญาณแสง (Photo-detector) ทำการขยายสัญญาณแล้วหาความสัมพันธ์ของปริมาณรังสีบรรพกาลกับปริมาณอิเล็กตรอนที่วัดได้จากเครื่องตรวจวัดการเปล่งแสงความร้อน (Thermoluminescence Detector) อีกตัวแปรที่ต้องทราบก็คือ อัตราการแผ่รังสีต่อปี (Annual Dose) ซึ่งเกิดจากการสลายตัวของธาตุยูเรเนียม ทอเรียม และโพแทสเซียมในสิ่งแวดล้อมแล้วให้รังสีแอลฟา เบตา และแกมมา จากนั้นจึงกำหนดอายุของโบราณวัตถุด้วยการนำรังสีบรรพกาลมาหารด้วยอัตราการแผ่รังสีต่อปี

2. การกำหนดอายุด้วยวิธีกระตุ้นเชิงแสง (Optically Stimulated Luminescence Dating หรือ OSL) มีหลักการคล้ายคลึงกับ TL กล่าวคือภายในโครงสร้างของผลึกแร่ที่ไม่ถูกสัมผัสด้วยความร้อนและแสงมาเป็นเวลานานจะมีจำนวนอิเล็กตรอนเพิ่มมากขึ้นตามลำดับเวลา เมื่อนำตัวอย่างของโบราณวัตถุไปกระตุ้นด้วยแสงที่มีพลังงานและความยาวคลื่นที่เหมาะสม อิเล็กตรอนที่ถูกกักเก็บเอาไว้ก็จะปลดปล่อยพลังงานออกมาในรูปของคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า ซึ่งสามารถคำนวณหาอายุได้ด้วยหลักการเดียวกับ TL




การกำหนดอายุด้วยวิธีเปล่งแสง

ที่มา : <https://www.thaiphysoc.org/article/351/>

ประยุกต์หาอายุวัสดุที่เคยผ่านความร้อนมา

การประยุกต์หลักการเปล่งแสงกับการหาอายุแร่และหิน เช่น หินอัคนีหรือหินแปร เริ่มต้นจากแร่เดิมนั้นมีการสะสมอิเล็กตรอนอยู่ตลอดเวลาด้วยอัตราที่คงที่ ตามอัตราการสลายตัวของธาตุกัมมันตรังสีในธรรมชาติ ซึ่งหากแร่ได้รับความร้อนประมาณ 300-500 องศาเซลเซียส (Feathers, 2002) เช่น ลาวาที่กลายเป็นหินอัคนี หินเดิมที่ถูกแปรสภาพด้วยความดันและอุณหภูมิสูง แร่เดิมซึ่งเคยมีอิเล็กตรอนสะสมตัวอยู่จะถูกขับออกจากหลุมกักเก็บอิเล็กตรอนจนหมด จากนั้นแร่จึงเริ่มต้นสะสมอิเล็กตรอนใหม่อีกครั้ง จนถึงวันที่นำตัวอย่างมาตรวจวัดจำนวนอิเล็กตรอนด้วยการตรวจวัดการเปล่งแสง จำนวนอิเล็กตรอนที่ได้จึงเทียบเคียงได้กับจำนวนอิเล็กตรอนที่สะสมตัว ตั้งแต่แร่นั้นได้รับความร้อนครั้งสุดท้ายจนถึงวันที่นำตัวอย่างแร่หรือหินนั้นมาตรวจวัดการเปล่งแสง




การประยุกต์หลักการเปล่งแสงกับการหาอายุวัสดุที่เคยผ่านความร้อน

ประยุกต์หาอายุการสะสมตัวของตะกอน

ส่วนในกรณีการหาอายุการสะสมตัวของตะกอน จะมีข้อแตกต่างเล็กน้อยเมื่อเปรียบเทียบกับ การหาอายุแร่หรือวัตถุที่ได้รับความร้อน โดยกระบวนการเริ่มต้นจากหินหรือตะกอนเดิมมีการสะสมตัวของอิเล็กตรอน จนกระทั่งหินหรือตะกอนเหล่านั้นถูกปัจจัยทางธรณีวิทยาต่าง ๆ เช่น น้ำ ลม ฯลฯ กัดกร่อนและเกิดการผุพัง (weathering) เป็นเม็ดตะกอน

จากนั้นตะกอนเกิดการพัดพา (transportation) จากแหล่งกำเนิดตะกอนลงสู่แหล่งสะสมตะกอน ซึ่งในระหว่างช่วงเวลาของการพัดพา อิเล็กตรอนจะถูกผลัดออกจากหลุมกักเก็บเนื่องจากเม็ดตะกอนสัมผัสกับแสงอาทิตย์ และเริ่มต้นสะสมจำนวนอิเล็กตรอนใหม่อีกครั้ง โดยมีเม็ดตะกอนชั้นบนที่ปิดทับเป็นตัวป้องกันแสงอาทิตย์ ดังนั้นเมื่อนำตัวอย่างตะกอนมาวิเคราะห์การเปล่งแสง จำนวนอิเล็กตรอนที่มีอยู่ในผลึกแร่ของตะกอนจึงเทียบเคียงได้กับจำนวนอิเล็กตรอนที่สะสมตัวตั้งแต่แร่หรือตะกอนเม็ดนั้นสะสมตัวในครั้งสุดท้าย จนถึงวันที่นำตัวอย่างแร่หรือหินนั้นมาตรวจวัดการเปล่งแสง



การประยุกต์หลักการเปล่งแสงกับการหาอายุการสะสมตัวของตะกอน

ที่มา : <https://www.mitrearth.org/15-13-1-luminescence-dating-ep1-theory-and-application/>

การวิเคราะห์หาค่า AD (Annual Dose)

ขั้นตอนการเตรียมตัวอย่างสำหรับการวิเคราะห์ด้วยเครื่อง Gamma Spectrometer

1. นำภาชนะเซรามิก ทนความร้อน 500 องศาเซลเซียส (ดังรูป) ชั่งน้ำหนักและบันทึกค่าน้ำหนัก (g)



2. ใส่ตัวอย่างในภาชนะเซรามิก อบที่อุณหภูมิ $\approx 80^{\circ}\text{C}$ จำนวน 12 ชั่วโมง



3. นำตัวอย่างไปชั่งน้ำหนักตัวอย่างแห้ง (Dry weight) และบันทึกค่าน้ำหนัก(g)
4. นำตัวอย่างไปอบในเตาเผา อบที่อุณหภูมิ $\approx 450^{\circ}\text{C}$ จำนวน 12 ชั่วโมง



5. ชั่งน้ำหนักตัวอย่างที่เผา (Ashing weight) และบันทึกค่าน้ำหนัก(g)
6. กรอกข้อมูล และคำนวณอัตราส่วนแร่ธาตุในตัวอย่าง ($\% \text{mineral}$) $**((\text{ash weight-tray1})/(\text{dry weight-tray1}))=...\%$

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
	Sample number	Tray1 (g)	Dry weight (g)	Ashing weight (g)	Mineral (%)	Tray2 (g)	Sample weight (g)	Total weight (g)	Cast weight (g)	Dry sample weight (g)	Check (0.2-0.7)
1											
2	Test	8.52	135.57	126.34	0.927	10.14	232.6	370	281.2	187.452	0.667
3											
4											
5											
6											
7											
8											
9											
10											
11											
12											

7. บดตัวอย่างขนาด $\approx 100\text{-}200\ \mu\text{m}$



8. ชั่งถาด2 (Tray2) พร้อมแท่งคน และบันทึกค่าน้ำหนัก(g)



9. ใส่ตัวอย่างบด (Sample weight) ที่เตรียมไว้ และบันทึกค่าน้ำหนัก(g)

10. วางถาด2 (Tray2) บน Hot plate ที่อุณหภูมิ $\approx 80^{\circ}\text{C}$


11. เติม Wax ที่ละลายแล้ว $\approx 100\text{g}$ ($@80^{\circ}\text{C}$) และใช้ไม้คนผสม

12. เติม Wax เพิ่มและผสมให้เพียงพอกับแม่พิมพ์




13. ชั่งน้ำหนักรวม (Total weight) และบันทึกค่าน้ำหนัก(g)


14. เท Wax ลงแม่พิมพ์ และใส่ตัวอย่างลงไปให้มากที่สุด
15. เทจนถึงขอบแม่พิมพ์ ≈ 5 mm
16. ปิดฝาและกดให้แน่น
17. ปล่อยให้เย็นตัวลง >2 ชั่วโมง
18. ถอดชิ้นงานออกจากแม่พิมพ์ (Demolding)




รูปที่ 1 ภาควิวอย่างออกจากด้านบนของฝา



รูปที่ 2 ถอดฝาออก




รูปที่ 3 พลิกแม่พิมพ์คว่ำลง



รูปที่ 4 ดันถ้วยช็อคออกจากกระบอแม่พิมพ์



รูปที่ 5 ถอดแผ่นรองด้านในออก




รูปที่ 6 การกำหนดค่าก่อนดันถ้วยแรกซ์

19. ชั่งน้ำหนักตัวอย่าง (Cast weight) และบันทึกค่าน้ำหนัก(g)
20. กรอกข้อมูล เพื่อคำนวณค่า Dry sample ในถ้วยหล่อ (น้ำหนักสุดท้ายของตัวอย่างที่มีในถ้วยหล่อ)
- $$**[(\text{Sample weight}-\text{Tray2})/(\text{Total weight}-\text{Tray2})]\times(\text{Cast weight}/\% \text{mineral}) = \dots \text{g}$$

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
	Sample number	Tray1 (g)	Dry weight (g)	Ashing weight (g)	Mineral (%)	Tray2 (g)	Sample weight (g)	Total weight (g)	Cast weight (g)	Dry sample weight (g)	Check (0.2-0.7)
1	Test	8.52	135.57	126.34	0.927	10.14	232.6	370	281.2	187.452	0.667
3											

การวิเคราะห์หาค่า Annual Dose (AD) ด้วยเครื่อง Gamma Spectrometer

แผนผังแสดงวิธีการวิเคราะห์หาค่า Annual Dose (AD) ด้วยเครื่อง Gamma Spectrometer



การใช้งานโปรแกรมสำหรับการวัดค่าปริมาณสารรังสีในตัวอย่าง

การวิเคราะห์ หาค่า AD (Annual Dose) ต้องใช้โปรแกรมสำหรับการคำนวณ 3 โปรแกรม คือ โปรแกรม GammaAcq, โปรแกรม Gamma Calibration และ โปรแกรม DoseRateCalculator

1. โปรแกรม GammaAcq สำหรับการวัดค่าปริมาณสารรังสีในตัวอย่าง


1.1 เปิดโปรแกรม GammaAcq




1.2 นำ Calibration standards ชื่อ KUTH mix Energy Calibration – Cup number ZF135 ไปที่หัววัด

KUTH mix Energy Calibration	ZF135	27-Feb-2021	^{40}K	906.1	$\pm 0.1^*$	355.33	533.01
			^{238}U	106.7	$\pm 0.21^{**}$		
			^{232}Th	106.6	$\pm 1^{***}$		


1.3 คลิก “Clear/Start”



1.4 เลือก Folder ที่จะบันทึกไฟล์ โดยกดสัญลักษณ์ “...”



1.5 ตั้งชื่อไฟล์ “ZF135-*.rgs” เลือกวิธีการบันทึกไฟล์ และตั้งเวลาในการวัด



1.6 รอให้เครื่อง Gamma Spectrometer วัดจนถึงเวลาที่ตั้งไว้ และทำการวัดซ้ำกับ Calibration standards ทุกตัวดังนี้

KUTh mix Energy Calibration – Cup number ZF135 โดยตั้งชื่อไฟล์ว่า “ZF135-*.rgs”

Calibration background – Cup number ZS020 โดยตั้งชื่อไฟล์ว่า “ZS020-*.rgs”

K40 – Cup number ZF160 โดยตั้งชื่อไฟล์ว่า “ZF160-*.rgs”

K40 – Cup number ZF166 โดยตั้งชื่อไฟล์ว่า “ZF166-*.rgs”

K40 – Cup number ZF175 โดยตั้งชื่อไฟล์ว่า “ZF175-*.rgs”

U238 – Cup number ZF142 โดยตั้งชื่อไฟล์ว่า “ZF142-*.rgs”

U238 – Cup number ZF151 โดยตั้งชื่อไฟล์ว่า “ZF151-*.rgs”

U238 – Cup number ZF156 โดยตั้งชื่อไฟล์ว่า “ZF156-*.rgs”

Th232 – Cup number ZF121 โดยตั้งชื่อไฟล์ว่า “ZF121-*.rgs”


Th232 – Cup number ZF125 โดยตั้งชื่อไฟล์ว่า “ZF125-*.rgs”

Th232 – Cup number ZF128 โดยตั้งชื่อไฟล์ว่า “ZF128-*.rgs”

2. Calibration Standards Specification

Calibration Standard	Cup Cast No.	Cast Date	Activity in Cup (Bq)		Activity Uncertainty from Source Material (%)	Sample Weight in Cup (g)	Cup Total Weight (g)
⁴⁰ K	ZF160	04-Mar-2021	3194		±0.1*	354.89	532.34
	ZF166	04-Mar-2021	3283			364.81	547.21
	ZF175	04-Mar-2021	3264			362.63	543.94
²³⁸ U	ZF142	02-Mar-2021	906.7		±0.21**	360.04	540.06
	ZF151	02-Mar-2021	910.3			361.41	542.12
	ZF156	02-Mar-2021	907.9			360.50	540.75
²³² Th	ZF121	26-Feb-2021	278.2		±1***	355.08	532.62
	ZF125	26-Feb-2021	286.5			365.59	543.38
	ZF128	26-Feb-2021	288.4			368.07	552.10
KUTh mix Energy Calibration	ZF135	27-Feb-2021	⁴⁰ K	906.1	±0.1*	355.33	533.01
			²³⁸ U	106.7	±0.21**		
			²³² Th	106.6	±1***		
Calibration background	ZS020	08-Mar-2021	~ 0		~ 0	130.16	390
Pure wax sample background	ZY020	08-Mar-2021	0		0	0	311

2. เปิดโปรแกรม Gamma Calibration เพื่อทำการ Calibration เครื่อง Gamma Spectrometer



2.1 คลิก “1.Load Spectrum” เลือกไฟล์ “ZF135-*.rgs” กด open




2.2 คลิก “2.Save Data”


2.3 เลือก Folder ที่จะบันทึก ตั้งชื่อไฟล์ว่า “Energy Cal.xlsx”




2.4 คลิก “Load Spectrum” ในช่อง Calibration Background



2.5 เลือกไฟล์ “ZS020-*.rgs” กด open



2.6 โปรแกรมแสดง Spectrum ของ Energy Calibration Standards และ Calibration



Background

2.7 ทำการเลือกไฟล์และบันทึกไฟล์สำหรับ K, U, Th Detection Efficiency Calibration Standards โดยทำ 3 ครั้ง ดังนี้

กลุ่มที่ 1

- คลิก “K-40” เลือกไฟล์ “ZF160-*.rgs” และกรอกข้อมูล K_nat: Activity = 3194 Bq, Source Material Uncertainty 0.1 %
- คลิก “U-238” เลือกไฟล์ “ZF142-*.rgs” และกรอกข้อมูล U_nat: Activity = 906.7 Bq, Source Material Uncertainty 0.21 %
- คลิก “Th-232” เลือกไฟล์ “ZF121-*.rgs” และกรอกข้อมูล Th_nat: Activity = 278.2 Bq, Source Material Uncertainty 1.0 %
- คลิก “Save Data” ตั้งชื่อไฟล์ “KUTh CAL 1.xlsx”

III. K,U,Th Detection Efficiency Calibration Standards

1. Load Spectra

	Counting Time	
K-40	0 [ks]	
U-238	0 [ks]	
Th-232	0 [ks]	

2. Enter Cup Information

	Activity [Bq]	Source Material Uncertainty [%]
K_nat	0	0
U_nat	0	0
Th_nat	0	0

3. Save Data

Clear Spectra

กลุ่มที่ 2

- คลิก “Clear Spectra”
- คลิก “K-40” เลือกไฟล์ “ZF166-*.rgs” และกรอกข้อมูล K_nat: Activity = 3283 Bq, Source Material Uncertainty 0.1 %
- คลิก “U-238” เลือกไฟล์ “ZF151-*.rgs” และกรอกข้อมูล U_nat: Activity = 910.3 Bq, Source Material Uncertainty 0.21 %
- คลิก “Th-232” เลือกไฟล์ “ZF125-*.rgs” และกรอกข้อมูล Th_nat: Activity = 286.5 Bq, Source Material Uncertainty 1.0 %
- คลิก “Save Data” ตั้งชื่อไฟล์ “KUTh CAL 2.xlsx”

กลุ่มที่ 3

- คลิก “Clear Spectra”
- คลิก “K-40” เลือกไฟล์ “ZF175-*.rgs” และกรอกข้อมูล K_nat: Activity = 3264 Bq,

Source Material Uncertainty 0.1 %

- คลิก “U-238” เลือกไฟล์ “ZF156-*.rgs” และกรอกข้อมูล U_nat: Activity = 907.9 Bq,

Source Material Uncertainty 0.21 %

- คลิก “Th-232” เลือกไฟล์ “ZF128-*.rgs” และกรอกข้อมูล Th_nat: Activity = 288.4 Bq,


Source Material Uncertainty 1.0 %

- คลิก “Save Data” ตั้งชื่อไฟล์ “KUTh CAL 3.xlsx”

3. เปิดโปรแกรม DoseRateCalculator



3.1 คลิก “Load Energy Calib. Standards Data”




3.2 เลือกไฟล์ “Energy Cal.slx” กด “Open” โปรแกรมแสดง Spectrum ของ Energy Calibration Standard




3.3 คลิก “Load Detection Efficiency Calb. Data”




3.4 เลือกไฟล์ “KUTH Cal 1.slx”, “KUTH Cal 2.slx”, “KUTH Cal 3.slx” กด “Open”



3.5 หน้าจอจะปรากฏหน้าต่าง “Check_Calb_Quality” โดยกด I.Plot D_r, II.Remove Outline, III.Plot Histogram ตามลำดับ




3.6 กด “Accept”




3.7 กด “OK” 2 ครั้ง ตามลำดับ



3.8 คลิก “Load Background” เลือกไฟล์ Background ที่วัดไว้ (นามสกุลไฟล์ .grs)



3.9 คลิก “Load Spectrum” เลือกไฟล์ Spectrum ที่วัดไว้ (นามสกุลไฟล์ .grs)



DoseRateCalculator

A. Calibration Standards

Load Energy Calib. Standard Data
 Load Detection Efficiency Calib. Data

B. Sample Background

Load Background

C. New Sample

Counting Time: 5 [s]

I. Load Spectrum

II. Sample Weight: 0 [kg]

III. Define ROI

Start Ch.: 00 End Ch.: 999

IV. Calculate Activity Concentration & Dose Rate

Estimated Field Radon Loss [%]: 20 Uncertainty [%]: 10

	Activity Concentration [Bq/kg]	Random Uncertainty	Systematic Uncertainty	Total Uncertainty	Dose Rate [Dy/ka]	Uncertainty
K-40	0	0	0	0	Beta	0
U-238	0	0	0	0	Gamma	0
Th-232	0	0	0	0	Total	0

V. Save Results in Data File
 VI. Append Main Sample Data to Log File
 Clear Calibration Data
 Clear Background
 Calculate
 Update Dose Rate
 Clear Sample Spectrum

DoseRateCalculator

A. Calibration Standards

Load Energy Calib. Standard Data
 Load Detection Efficiency Calib. Data

B. Sample Background

Load Background

C. New Sample

Counting Time: 5 [s]

I. Load Spectrum

II. Sample Weight: 0 [kg]

III. Define ROI

Start Ch.: 00 End Ch.: 999


IV. Calculate Activity Concentration & Dose Rate

Estimated Field Radon Loss [%]: 20 Uncertainty [%]: 10

	Activity Concentration [Bq/kg]	Random Uncertainty	Systematic Uncertainty	Total Uncertainty	Dose Rate [Dy/ka]	Uncertainty
K-40	0	0	0	0	Beta	0
U-238	0	0	0	0	Gamma	0
Th-232	0	0	0	0	Total	0

V. Save Results in Data File
 VI. Append Main Sample Data to Log File
 Clear Calibration Data
 Clear Background
 Calculate
 Update Dose Rate
 Clear Sample Spectrum

3.10 ตั้งชื่อตัวอย่าง



3.11 ใส่น้ำหนักตัวอย่างในหน่วย kg

II. Sample Weight
0 [Kg]

III. Define ROI
Start Ch. 60 End Ch. 960

IV. Calculate Activity Concentration & Dose Rate

Activity Concentration [Bq/kg]	Random Uncertainty	Systematic Uncertainty	Total Uncertainty	Dose Rate [Sv/ka]	Uncertainty
K-40	0	0	0	Beta	0
U-238	0	0	0	Gamma	0
Th-232	0	0	0	Total	0

3.12 ใส่ค่า Estimated Field Radon Loss [%] และ Uncertainty [%]

IV. Calculate Activity Concentration & Dose Rate

Estimated Field Radon Loss [%] Uncertainty [%]

	Activity Concentration [Bq/kg]	Random Uncertainty	Systematic Uncertainty	Total Uncertainty		Dose Rate [Gy/ka]	Uncertainty
K-40	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>	Beta	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>
U-238	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>	Gamma	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>
Th-232	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>	Total	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>

3.13 กด Calculate

The screenshot shows the DoseRateCalculator software interface. A spectrum plot is displayed with various calibration standards and the sample spectrum. A warning dialog box is overlaid on the plot, stating: "Warning: Calculation in progress... Uncertainty calculation involves tremendous data processing, and this may take several minutes! Please do not click any buttons!" Below the plot, there are sections for "A. Calibration Standards", "B. Sample Background", and "C. New Sample". The "C. New Sample" section includes fields for "I. Load Spectrum", "II. Sample Weight" (0.1991 [kg]), "III. Define ROI" (Start Ch: 65, End Ch: 950), and "IV. Calculate Activity Concentration & Dose Rate". The "IV. Calculate" section shows the same input fields as in 3.12, with "Estimated Field Radon Loss [%]" set to 20 and "Uncertainty [%]" set to 10. The "Calculate" button is highlighted.


3.14 เมื่อโปรแกรมทำการ Calculate เสร็จ จะแสดงข้อมูลผลการวัด

IV. Calculate Activity Concentration & Dose Rate

Estimated Field Radon Loss [%] Uncertainty [%]

	Activity Concentration [Bq/kg]	Random Uncertainty	Systematic Uncertainty	Total Uncertainty		Dose Rate [Gy/ka]	Uncertainty
K-40	433.647	9.301	3.549	9.955	Beta	1.615	0.031
U-238	28.706	0.434	0.235	0.494	Gamma	0.950	0.014
Th-232	34.487	0.364	0.282	0.460	Total	2.566	0.041

3.15 กดบันทึกไฟล์



การวิเคราะห์หาค่า Paleodose หรือ Equivalent Dose (PE หรือ ED) เมื่อดำเนินการวิเคราะห์โดยโปรแกรมแบบเสิร์จลีน

เปิดโปรแกรม RISO Analyst จะปรากฏค่าที่ได้จากการวัด



Analyst: 05 OSL tast 27-09-67.binx

File Edit Records Analysis Export View Window Options Help

Rec.#	Selected	Position	Grain number	Run Number	Set Number	Data Type	Irrad. Time	Num. Points	Lumin. Type	Temperature	X Coordinate	Time	Sequence	Bleach Time	Anneal Temp	Anneal Time
1	True	1	0	2	1	Natural	0.00	250	OSL	125	0	104103	05 OSL tas: 0.00	125.00	10.00	
2	True	1	0	4	1	Natural	0.00	250	TL	180	0	104249	05 OSL tas: 0.00	0.00	0.00	0.00
3	True	1	0	5	1	Natural	25.00	250	OSL	125	0	104451	05 OSL tas: 0.00	125.00	10.00	
4	True	1	0	8	1	Natural	250.00	250	OSL	125	0	105247	05 OSL tas: 0.00	125.00	10.00	
5	True	1	0	10	1	Natural	0.00	250	TL	0	0	105434	05 OSL tas: 0.00	0.00	0.00	0.00
6	True	1	0	11	1	Natural	25.00	250	OSL	125	0	105637	05 OSL tas: 0.00	125.00	10.00	
7	True	1	0	14	1	Natural	500.00	250	OSL	125	0	110842	05 OSL tas: 0.00	125.00	10.00	
8	True	1	0	16	1	Natural	0.00	250	TL	0	0	111029	05 OSL tas: 0.00	0.00	0.00	0.00
9	True	1	0	17	1	Natural	25.00	250	OSL	125	0	111232	05 OSL tas: 0.00	125.00	10.00	
10	True	1	0	20	1	Natural	750.00	250	OSL	125	0	112907	05 OSL tas: 0.00	125.00	10.00	30.00
11	True	1	0	22	1	Natural	0.00	250	TL	0	0	113053	05 OSL tas: 0.00	0.00	0.00	0.00
12	True	1	0	23	1	Natural	25.00	250	OSL	125	0	113256	05 OSL tas: 0.00	125.00	10.00	
13	True	1	0	26	1	Bleach	0.00	250	OSL	125	0	113632	05 OSL tas: 0.00	125.00	10.00	
14	True	1	0	28	1	Natural	0.00	250	TL	0	0	113819	05 OSL tas: 0.00	0.00	0.00	0.00
15	True	1	0	29	1	Natural	25.00	250	OSL	125	0	114021	05 OSL tas: 0.00	125.00	10.00	
16	True	1	0	32	1	Natural	250.00	250	OSL	125	0	114818	05 OSL tas: 0.00	125.00	10.00	
17	True	1	0	34	1	Natural	0.00	250	TL	0	0	115004	05 OSL tas: 0.00	0.00	0.00	0.00
18	True	1	0	35	1	Natural	25.00	250	OSL	125	0	115207	05 OSL tas: 0.00	125.00	10.00	

Current File

File: 05 OSL tast 27-09-67.binx

Records: 18

Selected: 18

Highlighted: -

Subtract Background

Show Preheat Data in TL

Subtract TL in TOL data

Normalisation: None

Current Mouse Position:

Time/Temperature:

Luminescence Signal:

09:08 02 Dec 24

Display Information:

Light Power

Version

Length

Previous

Units

Date

Sequence

User

System ID

Irrad. Type

Irrad. Dose Rate

Subtract TL

Bleach Unit

Anneal Temp

Anneal Time

คลิกที่ Records เลือก Select All... เลือก Records of Type

Rec.#	S	Data Type	Irrad. Time	Num. Points	Lumin. Type	Temperature	X Coordinate	Time	Sequence	Bleach Time	Annual Temp	Annual Time				
1	T	Natural	0.00	250	OSL	125	0	104103	05 OSL tas	0.00	125.00	10.00				
2	T	Natural	0.00	250	TL	180	0	104249	05 OSL tas	0.00	0.00	0.00				
3	T	Natural	25.00	250	OSL	125	0	104451	05 OSL tas	0.00	125.00	10.00				
4	T	Natural	250.00	250	OSL	125	0	105247	05 OSL tas	0.00	125.00	10.00				
5	T	Natural	0.00	250	TL	0	0	105434	05 OSL tas	0.00	0.00	0.00				
6	T	Natural	25.00	250	OSL	125	0	105637	05 OSL tas	0.00	125.00	10.00				
7	T	Natural	500.00	250	OSL	125	0	110842	05 OSL tas	0.00	125.00	10.00				
8	T	Natural	0.00	250	TL	0	0	111029	05 OSL tas	0.00	0.00	0.00				
9	T	Natural	25.00	250	OSL	125	0	111232	05 OSL tas	0.00	125.00	10.00				
10	True	1	0	20	1	Natural	750.00	250	OSL	125	0	112907	05 OSL tas	0.00	125.00	30.00
11	True	1	0	22	1	Natural	0.00	250	TL	0	0	113053	05 OSL tas	0.00	0.00	0.00
12	True	1	0	23	1	Natural	25.00	250	OSL	125	0	113256	05 OSL tas	0.00	125.00	10.00
13	True	1	0	26	1	Bleach	0.00	250	OSL	125	0	113632	05 OSL tas	0.00	125.00	10.00
14	True	1	0	28	1	Natural	0.00	250	TL	0	0	113819	05 OSL tas	0.00	0.00	0.00
15	True	1	0	29	1	Natural	25.00	250	OSL	125	0	114021	05 OSL tas	0.00	125.00	10.00
16	True	1	0	32	1	Natural	250.00	250	OSL	125	0	114818	05 OSL tas	0.00	125.00	10.00
17	True	1	0	34	1	Natural	0.00	250	TL	0	0	115004	05 OSL tas	0.00	0.00	0.00
18	True	1	0	35	1	Natural	25.00	250	OSL	125	0	115207	05 OSL tas	0.00	125.00	10.00

จะปรากฏหน้าต่าง Select records ดังรูป

Select Records...

Choose which part of the data stored within each record you want to use in order to decide whether to select or unselect the record.

Criteria for selecting/unselecting records...

Select records if...

AND [None] = [] + -


AND [None] = [] + -

AND [None] = [] + -


None
Position
Grain number
Run Number
Set Number
Data Type
Irrad. Time
Num. Points

Cancel OK


คลิกที่ Select records if และเลือก Limin. Type = OSL คลิก OK ดังรูป



และคลิกที่ Records เลือก Unselect All... เลือก Records of Type



จะปรากฏหน้าต่าง Unselect Records..... เปลี่ยนค่า Unselect records if และเลือก Limin. Type = TL คลิก OK ดังรูป




โปรแกรมจะแสดงผลเป็น



Rec.#	Selected	Position	Grain number	Run Number	Set Number	Data Type	Irrad. Time	Num. Points	Lumin. Type	Temperature	X Coordinate	Time	Sequence	Bleach Time	Anneal Temp	Anneal Time
1	True	1	0	2	1	Natural	0.00	250	OSL	125	0	104103	05 OSL tas	0.00	125.00	10.00
2	False	1	0	4	1	Natural	0.00	250	TL	180	0	104249	05 OSL tas	0.00	0.00	0.00
3	True	1	0	5	1	Natural	25.00	250	OSL	125	0	104451	05 OSL tas	0.00	125.00	10.00
4	True	1	0	8	1	Natural	250.00	250	OSL	125	0	105247	05 OSL tas	0.00	125.00	10.00
5	False	1	0	10	1	Natural	0.00	250	TL	0	0	105434	05 OSL tas	0.00	0.00	0.00
6	True	1	0	11	1	Natural	25.00	250	OSL	125	0	105637	05 OSL tas	0.00	125.00	10.00
7	True	1	0	14	1	Natural	500.00	250	OSL	125	0	110842	05 OSL tas	0.00	125.00	10.00
8	False	1	0	16	1	Natural	0.00	250	TL	0	0	111029	05 OSL tas	0.00	0.00	0.00
9	True	1	0	17	1	Natural	25.00	250	OSL	125	0	111232	05 OSL tas	0.00	125.00	10.00
10	True	1	0	20	1	Natural	750.00	250	OSL	125	0	112907	05 OSL tas	0.00	125.00	30.00
11	False	1	0	22	1	Natural	0.00	250	TL	0	0	113053	05 OSL tas	0.00	0.00	0.00
12	True	1	0	23	1	Natural	25.00	250	OSL	125	0	113256	05 OSL tas	0.00	125.00	10.00
13	True	1	0	26	1	Bleach	0.00	250	OSL	125	0	113632	05 OSL tas	0.00	125.00	10.00
14	False	1	0	28	1	Natural	0.00	250	TL	0	0	113819	05 OSL tas	0.00	0.00	0.00
15	True	1	0	29	1	Natural	25.00	250	OSL	125	0	114021	05 OSL tas	0.00	125.00	10.00
16	True	1	0	32	1	Natural	250.00	250	OSL	125	0	114818	05 OSL tas	0.00	125.00	10.00
17	False	1	0	34	1	Natural	0.00	250	TL	0	0	115004	05 OSL tas	0.00	0.00	0.00
18	True	1	0	35	1	Natural	25.00	250	OSL	125	0	115207	05 OSL tas	0.00	125.00	10.00

คลิก ครั้งที่ 1 SAR







จะปรากฏหน้าจอ RISO Single Aliquot Analysis ดังรูป




กราฟ OSL Decay Curve




กราฟ ED (โกรท)




เมื่อได้กราฟ DE เป็นเส้นตรงต้องทำให้กราฟเป็นเส้นโค้งรูปทรงระฆังคว่ำ ดำเนินการได้โดย คลิกที่ Curve Fit (รูปแบบของกราฟ) เลือก Exponential Fit ดังรูป




จะแสดงผลตามรูป




ผลการวิเคราะห์จะแสดงผลค่า ED ดังรูป



ซึ่งค่าที่แสดงหน่วยจะเป็นวินาที (s) ต้องนำผลไปคำนวณว่า วินาที มีค่ากี่ไครย์ 1
 ข้อสังเกต จุด # ที่ได้อาจมีเส้นแดงอยู่ระหว่าง R₁, R₂, R₃ ดังรูป (กราฟเส้นตรง) 2





ถ้ามีตัวอย่างที่มีค่า Error เยอะๆ สามารถลบจุดที่ Error เยอะๆ ออกไปได้ ซึ่งการลบจุดในกราฟ คลิก ครั้งที่ 2R ที่ต้องการลบ

การวิเคราะห์ตัวอย่าง ตัวอย่างต้องทำหลายซ้ำ 1

Reader ID(551)

Parameters

- Use prev. BG for test dose
- Use recycled points for fitting
- Force g with curve through origin

Error Calculations

Measurement error (%):


Monte Carlo repeats:

Incorporate error on curve fitting

Acceptance Criteria

- Use errors when applying criteria
- Recycling ratio limit (%):
- Max test dose error (%):
- Max. palaeodose error (%):
- Max Recup. (% of N)
- Tn signal more than 3 sigma above BG

เมื่อตั้งค่าทุกอย่างแล้วให้กด Accept



เมื่อเลือกค่าหมดทุกตัวแล้วให้ดำเนินการ

Lx/Tx Data Summary Data Only show those that pass criteria

#	Selected	Pass_Criteria	Filename	Disc#	Grain#	ED	ED_E
1	TRUE	TRUE	05 OSL.tas1	1	0	684.74	33.35

Current File คือ แสดงสถานะไฟล์ปัจจุบันที่ทำการวิเคราะห์

Integration Limits คือ การกำหนด เลือก วินาทีแรก 16 วินาทีแรกเป็นตัวแทนของกราฟ หรือ 5

Current File:
 05 DSL last 27-09-67.b

Current Grain
Disc number: 1

Integration Limits
Signal: 1 5
BG: 200 250

Maximum Number of:
Discs: 48

ถ้าใส่ตัวอย่าง เมื่อวิเคราะห์เสร็จสิ้นจะสามารถอ่านค่าการวิเคราะห์ 1 ในช่องที่ 48-1 หลุม ให้ใส่คำสั่ง 48

การวิเคราะห์เพื่อหาค่าอายุจากผลการวิเคราะห์

1. ค่าที่ได้จากเครื่อง Gamma Spectrometer (AD)

IV. Calculate Activity Concentration & Dose Rate						
Estimated Field Radon Loss [%]		20	Uncertainty [%]		10	Calculate
Activity Concentration [Bq/kg]	Random Uncertainty	Systematic Uncertainty	Total Uncertainty	Dose Rate [Gy/ka]	Uncertainty	
K-40	433.647	9.301	3.549	9.955	Beta	1.615 0.031
U-238	28.706	0.434	0.235	0.494	Gamma	0.950 0.014
Th-232	34.487	0.364	0.282	0.460	Total	2.566 0.041

	Dose Rate [Gy/ka]	Uncertainty
Beta	1.615	0.031
Gamma	0.950	0.014
Total	2.566	0.041

ค่าที่นำไปในการคำนวณ

Total	2.566	0.041
-------	-------	-------

2. ค่าที่ได้จากเครื่องอ่าน Risø TL/OSL (ED)

Results	
ED (s):	936.33 ± 55.61
Recycling:	Recuperation:
1.05 ± 0.03 (R 5/R 1)	5.8 ± 0.2 % (R4/N)

นำค่าที่ได้จากการวิเคราะห์มาแทนค่าในสูตรการคำนวณโดยใช้ Excel ดังนี้

	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V
1	W (%)	AD (Gy/ka)	AD er (Gy/Ka)	AD er (%)	ED (Gy)	ED er (Gy)	ED er (%)	Age (Yr)	Age Error (Yr)	Age Error (%)	ED second	ED error second	
2	1.00	2.76	0.06	2.17	38.83	2.38	6.12	14070	910.00	6.47	279.21	0.87	
3	1.00	4.55	0.09	1.87	69.14	2.54	3.67	15180	620.00	4.08	351.86	29.49	
4	1.00	5.88	0.00	0.03	67.12	2.29	3.42	11400	380.00	3.33	242.62	20.07	
5	1.00	5.41	0.11	2.02	62.78	2.21	3.51	11610	470.00	4.05	71.84	8.09	
6	1.00	5.13	6.33	0.13	60.17	2.48	4.12	11720	480.00	4.10	309.57	19.69	
7	1.00	5.03	0.08	1.65	81.66	2.67	3.27	16230	590.00	3.64	113.74	3.89	
8													

ค่าที่วัดได้จากเครื่อง
Gamma Spectrometer

ค่าที่วัดได้จากเครื่อง
Risø TL/OSL (ED)

ค่าอายุที่ได้จากการคำนวณ

ดังนั้นอายุที่ได้ คือ

Sample No.	AD (Gy/ka)	AD er (Gy/Ka)	AD er (%)	ED (Gy)	ED er (Gy)	ED er (%)	Age (Yr)	Age Error (Yr)	Age Error (%)
T300	2.76	0.06	2.17	38.83	2.38	6.12	14070.00	910	6.47
T390	4.55	0.09	1.87	69.14	2.54	3.67	15180.00	620	4.08
W100	5.88	0.00	0.03	67.12	2.29	3.42	11400.00	380	3.33
W200	5.41	0.11	2.02	62.78	2.21	3.51	11610.00	470	4.05
W300	5.13	6.33	0.13	60.17	2.48	4.12	11720.00	480	4.10
W400	5.03	0.08	1.65	81.66	2.67	3.27	16230.00	590	3.64

ข้อมูลสำคัญที่ใช้ในการคำนวณหาอายุ

<p>AD (Gy/ka) K</p>	<p>ค่าที่ได้จากการวิเคราะห์จากเครื่อง Gamma Spectro -Total - Dose Rate (Gy/ka)</p> <table border="1" data-bbox="512 344 1174 645"> <thead> <tr> <th></th> <th>Dose Rate [Gy/ka]</th> <th>Uncertainty</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Beta</td> <td>2.702</td> <td>0.063</td> </tr> <tr> <td>Gamma</td> <td>1.850</td> <td>0.028</td> </tr> <tr> <td>Total</td> <td>4.552</td> <td>0.085</td> </tr> </tbody> </table>		Dose Rate [Gy/ka]	Uncertainty	Beta	2.702	0.063	Gamma	1.850	0.028	Total	4.552	0.085																																												
	Dose Rate [Gy/ka]	Uncertainty																																																							
Beta	2.702	0.063																																																							
Gamma	1.850	0.028																																																							
Total	4.552	0.085																																																							
<p>AD er (Gy/Ka) L</p>	<p>ค่าที่ได้จากการวิเคราะห์จากเครื่อง Gamma Spectro -Total - Uncertainty</p> <table border="1" data-bbox="512 712 1174 1012"> <thead> <tr> <th></th> <th>Dose Rate [Gy/ka]</th> <th>Uncertainty</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Beta</td> <td>2.702</td> <td>0.063</td> </tr> <tr> <td>Gamma</td> <td>1.850</td> <td>0.028</td> </tr> <tr> <td>Total</td> <td>4.552</td> <td>0.085</td> </tr> </tbody> </table>		Dose Rate [Gy/ka]	Uncertainty	Beta	2.702	0.063	Gamma	1.850	0.028	Total	4.552	0.085																																												
	Dose Rate [Gy/ka]	Uncertainty																																																							
Beta	2.702	0.063																																																							
Gamma	1.850	0.028																																																							
Total	4.552	0.085																																																							
<p>AD er (%) M</p>	<p>$= (AD\ er\ (Gy/Ka) / AD\ (Gy/ka)) * 100$</p>																																																								
<p>ED (Gy) N</p>	<p>ค่าที่ได้จากการวิเคราะห์จากเครื่อง TL/OSL ถ้า ค่า ให้นำค่าทุก 24 ตัวอย่างมีจำนวน 1 ค่มาบวกกันแล้วหารด้วยจำนวนค่าที่วัดได้</p> <table border="1" data-bbox="651 1256 1190 1570"> <thead> <tr> <th>Use</th> <th>Dose</th> <th>Signal</th> <th>BG</th> <th>Test Sign</th> <th>Test BG</th> <th>Lx/Tx</th> <th>Lx/Tx Err</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>N</td> <td>Natural</td> <td>2598158</td> <td>0.0</td> <td>285517</td> <td>0.0</td> <td>9.100</td> <td>0.194</td> </tr> <tr> <td>R1</td> <td>250</td> <td>935317</td> <td>0.0</td> <td>221042</td> <td>0.0</td> <td>4.231</td> <td>0.090</td> </tr> <tr> <td>R2</td> <td>500</td> <td>1650513</td> <td>0.0</td> <td>245630</td> <td>0.0</td> <td>6.720</td> <td>0.143</td> </tr> <tr> <td>R3</td> <td>750</td> <td>2405454</td> <td>0.0</td> <td>288305</td> <td>0.0</td> <td>8.343</td> <td>0.178</td> </tr> <tr> <td>R4</td> <td>0</td> <td>106804</td> <td>0.0</td> <td>203195</td> <td>0.0</td> <td>0.526</td> <td>0.011</td> </tr> <tr> <td>R5</td> <td>250</td> <td>964249</td> <td>0.0</td> <td>216945</td> <td>0.0</td> <td>4.445</td> <td>0.095</td> </tr> </tbody> </table> <div data-bbox="528 1576 1158 1738"> <p>Curve Fitting: Exponential $Y = a(1 - \exp(-x+c)/b)$ a: 1.11E+001 ± 6.30E-001 b: 5.60E+002 ± 4.95E+001 c: 2.72E+001 ± 1.13E+000</p> <p>Average error in fit: 0.0318 Reduced Chi²: 1.38</p> <p>Results ED (s): 936.33 ± 55.61 Recycling: 1.05 ± 0.03 (R 5/R 1) Recuperation: 5.8 ± 0.2 % (R4/N)</p> </div>	Use	Dose	Signal	BG	Test Sign	Test BG	Lx/Tx	Lx/Tx Err	N	Natural	2598158	0.0	285517	0.0	9.100	0.194	R1	250	935317	0.0	221042	0.0	4.231	0.090	R2	500	1650513	0.0	245630	0.0	6.720	0.143	R3	750	2405454	0.0	288305	0.0	8.343	0.178	R4	0	106804	0.0	203195	0.0	0.526	0.011	R5	250	964249	0.0	216945	0.0	4.445	0.095
Use	Dose	Signal	BG	Test Sign	Test BG	Lx/Tx	Lx/Tx Err																																																		
N	Natural	2598158	0.0	285517	0.0	9.100	0.194																																																		
R1	250	935317	0.0	221042	0.0	4.231	0.090																																																		
R2	500	1650513	0.0	245630	0.0	6.720	0.143																																																		
R3	750	2405454	0.0	288305	0.0	8.343	0.178																																																		
R4	0	106804	0.0	203195	0.0	0.526	0.011																																																		
R5	250	964249	0.0	216945	0.0	4.445	0.095																																																		

<p>ED er (Gy)</p> <p>O</p>	<p>ค่าที่ได้จากการวิเคราะห์จากเครื่อง TL/OSLเป็นค่าความผิดพลาดของการวัด ถ้า 1 ค่า ให้นำค่าทุกค่ามาบวกกันแล้วหารด้วยจำนวนค่าที่วัดได้ 24 ตัวอย่างมีจำนวน</p> <div data-bbox="512 297 1190 792" style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th colspan="2">Lx/Tx Data</th> <th colspan="6">Summary Data</th> </tr> <tr> <th>Use</th> <th>Dose</th> <th>Signal</th> <th>BG</th> <th>Test Sign</th> <th>Test BG</th> <th>Lx/Tx</th> <th>Lx/Tx Err</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>N</td> <td>Natural</td> <td>2598158</td> <td>0.0</td> <td>285517</td> <td>0.0</td> <td>9.100</td> <td>0.194</td> </tr> <tr> <td>R1</td> <td>250</td> <td>935317</td> <td>0.0</td> <td>221042</td> <td>0.0</td> <td>4.231</td> <td>0.090</td> </tr> <tr> <td>R2</td> <td>500</td> <td>1650513</td> <td>0.0</td> <td>245630</td> <td>0.0</td> <td>6.720</td> <td>0.143</td> </tr> <tr> <td>R3</td> <td>750</td> <td>2405454</td> <td>0.0</td> <td>288305</td> <td>0.0</td> <td>8.343</td> <td>0.178</td> </tr> <tr> <td>R4</td> <td>0</td> <td>106804</td> <td>0.0</td> <td>203195</td> <td>0.0</td> <td>0.526</td> <td>0.011</td> </tr> <tr> <td>R5</td> <td>250</td> <td>964249</td> <td>0.0</td> <td>216945</td> <td>0.0</td> <td>4.445</td> <td>0.095</td> </tr> </tbody> </table> <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="width: 45%;"> <p>Curve Fitting: Exponential $Y = a(1 - \exp(-(x+c)/b))$ a: 1.11E+001 ± 6.30E-001 b: 5.60E+002 ± 4.95E+001 c: 2.72E+001 ± 1.13E+000</p> <p>Average error in fit: 0.0318 Reduced Chi²: 1.38</p> </div> <div style="width: 45%;"> <p>Results</p> <p>ED (s): 936.33 ± 55.61</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td>Recycling: 1.05 ± 0.03 (R 5/R 1)</td> <td>Recuperation: 5.8 ± 0.2 % (R4/N)</td> </tr> </table> </div> </div> </div>	Lx/Tx Data		Summary Data						Use	Dose	Signal	BG	Test Sign	Test BG	Lx/Tx	Lx/Tx Err	N	Natural	2598158	0.0	285517	0.0	9.100	0.194	R1	250	935317	0.0	221042	0.0	4.231	0.090	R2	500	1650513	0.0	245630	0.0	6.720	0.143	R3	750	2405454	0.0	288305	0.0	8.343	0.178	R4	0	106804	0.0	203195	0.0	0.526	0.011	R5	250	964249	0.0	216945	0.0	4.445	0.095	Recycling: 1.05 ± 0.03 (R 5/R 1)	Recuperation: 5.8 ± 0.2 % (R4/N)
Lx/Tx Data		Summary Data																																																																	
Use	Dose	Signal	BG	Test Sign	Test BG	Lx/Tx	Lx/Tx Err																																																												
N	Natural	2598158	0.0	285517	0.0	9.100	0.194																																																												
R1	250	935317	0.0	221042	0.0	4.231	0.090																																																												
R2	500	1650513	0.0	245630	0.0	6.720	0.143																																																												
R3	750	2405454	0.0	288305	0.0	8.343	0.178																																																												
R4	0	106804	0.0	203195	0.0	0.526	0.011																																																												
R5	250	964249	0.0	216945	0.0	4.445	0.095																																																												
Recycling: 1.05 ± 0.03 (R 5/R 1)	Recuperation: 5.8 ± 0.2 % (R4/N)																																																																		
<p>ED er (%)</p> <p>P</p>	<p>= (ED er (Gy) / ED (Gy)) * 100</p>																																																																		
<p>Age (Yr)</p> <p>Q</p>	<p>= TRUNC((ED (Gy) / AD (Gy/ka)) * 1000, -1)</p>																																																																		
<p>Age Error (Yr)</p> <p>R</p>	<p>= TRUNC(Q2 * SQRT((AD er (%) / 100)^2 + (ED er (%) / 100)^2), -1)</p>																																																																		
<p>Age Error (%)</p> <p>S</p>	<p>=(R2/Q2)*100</p>																																																																		